

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgE Humana Para Fc - P01854

Número de artículo: CM0011731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región constante de IgE humana. Validado para citometría de flujo (FC), ideal para inmunofenotipado de células B y estudios de receptores de IgE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgE humana
Observaciones/Alias	IgE
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3497
ID del gen	3497
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-428 de la IgE humana (P01854).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso de la proteína	47kDa / 54kDa / 59kDa
Envío	Bolsa de hielo