

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgE Humana Para Fc - P01854

Número de artículo: CM0010896



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la cadena pesada de IgE humana, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigar la hipersensibilidad mediada por IgE, alergias y la activación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-IgE Humana
Observaciones/Alias	IgE
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3497
GeneID	3497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-428 de la IgE humana (P01854)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso Proteico	47kDa/54kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo