


Anticuerpo Monoclonal IgG (Fc) Anti-Humano De Conejo Para Fc - P01857

Número de artículo: CM0006203



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región Fc de IgG humana (Fc). Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para detección de IgG y estudios de receptores Fc. SWISS: P01857.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb IgG (Fc) anti-Humano de conejo
Especie	Humano
ID del gen	3500 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de IgG1 humana (Fc) (P01857)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01857
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo