


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana (Fc) Para Citometría De Flujo - P01857

Número de artículo: CM0012229



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región Fc de la IgG humana (SWISS: P01857). Validado para citometría de flujo; específico para la región Fc de la IgG1 humana. Ideal para la caracterización de células inmunitarias, la detección de anticuerpos y los estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG humana (Fc)
Especie	Humana
ID del gen	3500
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de la IgG1 humana (Fc) (P01857).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo