


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana (Fc) Para Citometría De Flujo - P01857

Número de artículo: CM0007764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región IgG humana (Fc), validado para citometría de flujo (FC). Útil para detectar IgG de membrana o complejos inmunitarios en investigaciones inmunológicas. P01857.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgG humana (Fc)
Especie	Humana
GeneID (humano)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de la IgG humana (Fc) (P01857).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857
Envío	Bolsa de hielo