

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg2 Humana (Fc) Para Wb, Elisa - P01859

Número de artículo: CM0010658



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la región IgG2 (Fc) humana, validado para WB y ELISA. Específico para la región Fc de la IgG2 humana. Adecuado para estudios de inmunidad humoral e isotipos de anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG2 humana (Fc)
Especie	Humana
GeneID (humano)	3501
GeneID	3501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-326 de la IgG2 humana (Fc) (P01859)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01859
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo