


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano IL-17Rb Para Citometría De Flujo - Q9Nrm6

Número de artículo: CM0012647



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-17RB humano, conjugado a ABflo 488. Validado para citometría de flujo (FC). Se dirige al receptor IL-17B/E implicado en el crecimiento y diferenciación de células hematopoyéticas. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-Humano IL-17RB mAb
Observaciones/Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; receptor B de interleuquina-17
Especie	Humano
GeneID	55540 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-289 de IL-17RB humano (NP_061195.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	31kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo