

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-1B Humana Para Citometría De Flujo Intracelular - P01584

Número de artículo: CM0008250



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-1 β humana conjugado con , diseñado para aplicaciones de citometría de flujo intracelular. Ideal para explorar las vías inflamatorias, la liberación de citocinas y la piroptosis en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-1 β humana
Observaciones/Alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleucina-1 beta
Especie	Humana
GeneID (humano)	3553
GeneID	3553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-269 de la IL1 β humana (NP_000567.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01584
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo