


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-2 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P60568

Número de artículo: CM0011709



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-2 humana (TCGF), conjugado con un fluoróforo para citometría de flujo intracelular. Adecuado para el estudio de la respuesta inmune, el crecimiento de células T y la tolerancia. Reacciona con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-IL-2 Humano mAb
Observaciones/Alias	IL-2; TCGF; linfoquina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3558
ID de Gen	3558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL-2 humana (NP_000577.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo