

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IL-4 Humana Para Citometría De Flujo Intracelular - P05112

Número de artículo: CM0010600



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la interleucina-4 humana (IL-4). Inmunógeno recombinante; adecuado para citometría de flujo intracelular en muestras humanas. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-IL-4 humana
Observaciones/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Especie	Humana
ID del gen	3565 (Humana)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-153 de la IL-4 humana (NP_000580.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo