


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-5 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P05113

Número de artículo: CM0010232



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la interleucina-5 humana (IL-5). Validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para investigación sobre biología de eosinófilos, inflamación alérgica y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-IL-5 humano
Observaciones/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3567
ID del gen	3567
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo