


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-5 Humano Para Citometría De Flujo - P05113

Número de artículo: CM0004687



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la IL-5 humana, una citoquina clave para la regulación de los eosinófilos. Validado para citometría de flujo intracelular (FC) en estudios de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human IL-5
Observaciones/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Especie	Humano
GeneID	3567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-134 de la IL-5 humana (NP_000870.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo