


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-6R/Cd126 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P08887

Número de artículo: CM0009144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-6R/CD126 humano conjugado con para citometría de flujo intracelular. Inmunógeno de dominio extracelular recombinante; reacciona de forma cruzada con IL-6R humana. Útil para investigar las vías de señalización clásica y trans de IL-6 en investigación de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-6R/CD126 humano
Observaciones/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3570
GeneID	3570
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-358 de IL-6R/CD126 humano (NP_000556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08887
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo