

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano IL18R1 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q13478

Número de artículo: CM0005692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la IL18R1 humana (CD218a), validado para citometría de flujo. Ideal para investigar vías mediadas por IL18, respuestas de células Th1 e investigación de enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano IL18R1/IL-18 R alfa conjugado con
Observaciones/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ra1pha; IL18Ra1pha2; IL-18R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8809
GeneID	8809
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-329 de la IL18R1/IL-18 R alfa humana (NP_003846.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13478
Peso proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo