

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano IL18R1/IL-18 R Alfa Para Fc - Q13478

Número de artículo: CM0010130



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra IL18R1 humano (CD218a), validado para citometría de flujo. Detecta el receptor alfa de IL-18 en células Th1 y leucocitos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano IL18R1/IL-18 R alfa
Observaciones/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ra1pha; IL18Ra1pha2; IL-18R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8809
GeneID	8809
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-329 del IL18R1/IL-18 R alfa humano (NP_003846.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13478
Peso proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo