

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL23R Humano Para Citometría De Flujo - Q5Vwk5

Número de artículo: CM0008469



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IL23R humana (PSORS7). Validado para citometría de flujo (CF). Ideal para el estudio de la señalización de IL-23 en células inmunitarias, enfermedades autoinmunes e inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL23R humano
Observaciones/Alias	PSORS7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	149233
GeneID	149233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-353 de la IL23R humana (NP_653302.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5VWK5
Peso de la proteína	41kDa/43kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo