


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL8 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P10145

Número de artículo: CM0012469



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la IL8 humana para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras humanas, dirigido a la quimiocina IL8 involucrada en respuestas inflamatorias. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-IL8 humano                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen (Humano) | 3576                                                                                                                              |
| ID del gen          | 3576                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-99 de la IL8 humana (NP_000575.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P10145                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 11kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |