


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano IL8 Para Citometría De Flujo - P10145

Número de artículo: CM0006079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la IL8 humana (Interleucina-8), validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudiar la inflamación impulsada por quimiocinas, con un peso proteico de 11 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano IL8
Observaciones/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Especie	Humano
GeneID	3576
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo