


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra IL8 Humana Para Citometría De Flujo Intracelular - P10145

Número de artículo: CM0004351



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL8 humana validado para citometría de flujo intracelular. Detecta IL8 humana, una quimiocina clave en investigación de inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IL8 humana
Observaciones/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3576
ID del gen	3576
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P10145
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo