

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL9 Humano Para If/Icc Y Fc (Intracelular) - P15248

Número de artículo: CM0006234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL9 humano conjugado, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo intracelular (FC). Dirigido contra la interleucina-9, una citocina implicada en la respuesta inmunitaria y la inflamación. Para muestras humanas. SWISS: P15248.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL9 humano
Observaciones/alias	IL9; HP40; IL-9; P40; interleucina-9
Especie	Humana
GeneID (humano)	3578
GeneID	3578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-144 de la IL9 humana (NP_000581.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15248
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo