

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL9 Humana Para If/Icc, Fc (Intracelular) - P15248

Número de artículo: CM0005759



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la IL9 humana, validado para inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y citometría de flujo intracelular. Ideal para el estudio de respuestas inmunes mediadas por IL9, diferenciación de linfocitos T y biología de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL9 humana
Observaciones/Alias	IL9; HP40; IL-9; P40; interleucina-9
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 19-144 de la IL9 humana (NP_000581.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15248
Peso molecular	15kDa
Envío	Bolsa de hielo