


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ilt5/Cd85A Humano Para Citometría De Flujo - O75022

Número de artículo: CM0010378



Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal conjugado de conejo anti-ILT5/CD85a (LILRB3) humano validado para citometría de flujo. Detecta el receptor inmunitario inhibidor en linfocitos B y monocitos humanos, reaccionando específicamente con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ILT5/CD85a humano
Observaciones/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor de leucocitos similar a inmunoglobulina B3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-418 de ILT5/CD85a humano (NP_006855.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso de la proteína	69kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo