

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Humana - P26006

Número de artículo: CM0010511

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Integrina alfa-3 (CD49c) humana para FC. Se dirige al receptor de laminina/colágeno; validado para muestras humanas. Ideal para estudios de adhesión, migración e invasión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Integrina alfa 3/CD49c humana
Observaciones/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3675
GeneID	3675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-620 de la integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P26006
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo