

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina-B1/Cd29 Humana Para Fc - P05556

Número de artículo: CM0010061



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Integrina- β 1 humana (CD29), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la adhesión celular, la migración y la señalización mediada por integrinas en células inmunitarias y en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Integrina- β 1/CD29 humana
Observaciones/alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Especie	Humana
GeneID	3688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina- β 1/CD29 humana (NP_002202.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05556
Peso de la proteína	87 kDa/88 kDa/91 kDa
Envío	Bolsa de hielo