

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Integrina-B1/Cd29 Para Fc - P05556

Número de artículo: CM0004296



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Integrina beta-1 humana (CD29) para citometría de flujo. Reconoce CD29 humano, peso molecular ~87-91 kDa. Ideal para investigación de adhesión celular y señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano Integrina-β1/CD29
Observaciones/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Especie	Humano
ID del Gen	3688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05556
Peso Proteico	87kDa/88kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo