


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina B5/Itgb5 Humana Para Fc - P18084

Número de artículo: CM0009794



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la integrina $\beta 5$ (ITGB5) humana para citometría de flujo. Este receptor de fibronectina participa en la adhesión celular y sirve como receptor de entrada para adenovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana
Observaciones/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Especie	Humana
GeneID	3693
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-490 de la integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P18084
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo