


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina B5/Itgb5 Humana Para Citometría De Flujo - P18084

Número de artículo: CM0009783



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la integrina  $\beta 5$  humana (ITGB5). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo reconoce el receptor de fibronectina, adecuado para estudios de adhesión celular e investigación de entrada viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana                                                                                         |
| Observaciones/Alias | ITGB5; integrina beta-5                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                       |
| GeneID              | 3693                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-490 de la integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                     |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                       |
| SWISS               | P18084                                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 88kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                               |