


Conejo Anti-Humano Itga1/Cd49A Mab Para Fc - P56199

Número de artículo: CM0010597



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano ITGA1/CD49a de alta calidad para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, reconoce la integrina alfa-1 (CD49a/VLA-1), ideal para estudios de adhesión celular y células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano ITGA1/CD49a mAb
Observaciones/Alias	VLA1; CD49a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de ITGA1/CD49a humano (NP_852478.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo