


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Itga1/Cd49A Para Fc - P56199

Número de artículo: CM0008379



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a/VLA-1), validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la adhesión celular y las vías de señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano ITGA1/CD49a
Observaciones/Alias	VLA1; CD49a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de ITGA1/CD49a humano (NP_852478.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo