

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jam-A/Cd321/F11R Humano Para Citometría De Flujo - Q9Y624

Número de artículo: CM0010796



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra JAM-A (CD321, F11R) humano validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la dinámica de uniones estrechas, trans migración de células inmunitarias y activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-JAM-A/CD321/F11R humano                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                       |
| ID del gen          | 50848                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-242 de JAM-A/CD321/F11R humano (NP_058642.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                     |
| Aplicación          | FC (Citometría de flujo)                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                       |
| SWISS               | Q9Y624                                                                                                                                       |
| Peso de la proteína | 27kDa/32kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                               |