

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jam-A/Cd321/F11R Humano Para Citometría De Flujo - Q9Y624

Número de artículo: CM0009247



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-JAM-A/CD321/F11R humano para citometría de flujo. Reconoce la JAM-A humana, una proteína de unión estrecha implicada en la trans migración de leucocitos. Inmunógeno de proteína recombinante, adecuado para FC. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-JAM-A/CD321/F11R humano mAb
Observaciones/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Especie	Humano
GeneID	50848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-242 de la JAM-A/CD321/F11R humana (NP_058642.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y624
Peso proteico	27kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo