


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Humano Para If/Icc Y Fc - P43628

Número de artículo: CM0012446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para KIR2DL2/KIR2DL3 humano, un receptor de inmunoglobulina similar a células asesinas. Validado para IF/ICC y FC. Ideal para el estudio de la señalización inhibitoria de células NK y el reconocimiento de HLA-C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-KIR2DL2/KIR2DL3 humano
Observaciones/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor similar a inmunoglobulina de células asesinas 2DL3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3803/3804
GenelD	3803/3804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de KIR2DL3 humano (NP_056952.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso de la proteína	27kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo