


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Humano Para If/Icc, Fc - P43628

Número de artículo: CM0005078



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alto rendimiento dirigido contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano (P43628). Adecuado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Validado para inmunofenotipado de células NK y estudios de receptores inhibidores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-KIR2DL2/KIR2DL3 humano
Observaciones/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor de células asesinas tipo inmunoglobulina 2DL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de KIR2DL3 humano (NP_056952.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso de la proteína	27kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo