


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Kir2DL2/Kir2DL3 Para If/Icc, Fc - P43628

Número de artículo: CM0004673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano, ideal para inmunofluorescencia y citometría de flujo en investigación de células NK. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano KIR2DL2/KIR2DL3
Observaciones/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor similar a inmunoglobulina de células asesinas 2DL3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3803/3804
GenelD	3803/3804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de KIR2DL3 humano (NP_056952.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo