

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Para Fc - Q99706

Número de artículo: CM0012618



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra KIR2DL4/CD158d humano. Validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el dominio extracelular (aa 24-242). Adecuado para estudios de receptores de células NK e investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano KIR2DL4/CD158d
Observaciones/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; receptor similar a inmunoglobulina de células asesinas 2DL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3805
GeneID	3805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-242 de KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso Molecular de la Proteína	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo