

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Conjugado A Para Citometría De Flujo - Q99706

Número de artículo: CM0010338



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a contra KIR2DL4/CD158d humano (UniProt Q99706) para citometría de flujo. Apto para investigar la regulación de células NK y las interacciones con HLA-G en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano KIR2DL4/CD158d conjugado a
Observaciones/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; receptor similar a inmunoglobulina de células asesinas 2DL4
Especie	Humano
ID del Gen	3805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-242 de KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso Molecular de la Proteína	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo