

Conejo Anti-Humano KlrG1 Polymab® Para Fc - Q96E93

Número de artículo: CM0005094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano KLRG1 conjugado con para citometría de flujo. Reacciona específicamente con KLRG1 humano, un receptor inhibidor en células NK y T. Ideal para la caracterización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano KLRG1 PolymAb®
Observaciones/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Especie	Humano
GeneID	10219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-195 de KLRG1 humano (NP_001316028.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96E93
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo