

Conejo Anti-Humano KlrG1 Polymab® Para Citometría De Flujo - Q96E93

Número de artículo: CM0009812



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con dirigido contra KLRG1 humano para citometría de flujo. Reconoce un receptor inhibidor de 22 kDa expresado en células NK y células T CD8+. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano KLRG1 PolymAb®
Observaciones/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Especie	Humano
ID del Gen	10219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-195 del KLRG1 humano (NP_001316028.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96E93
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo