


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera Lambda Humana Para Citometría De Flujo - P0Cg04

Número de artículo: CM0008083



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena ligera lambda de inmunoglobulina humana. Validado para el análisis por citometría de flujo (FC) de muestras humanas. Ideal para la investigación de células B e inmunidad humoral; inmunógeno recombinante (aa 1-106), ~11kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cadena ligera Lambda humana
Especie	Humano
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la cadena ligera Lambda humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P0CG04
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo