


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cadena Ligera Lambda Humana Para Citometría De Flujo - P0Cg04

Número de artículo: CM0005319



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la cadena ligera lambda humana, conjugado con para citometría de flujo. Validado para muestras humanas en investigación inmunológica. Swiss-Prot: P0CG04.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Cadena Ligera Lambda Humana
Especie	Humana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la Cadena Ligera Lambda humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo