


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp1/Cd107A Humano - P11279

Número de artículo: CM0009494



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra LAMP1/CD107a humano para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras humanas, tiene como diana la glucoproteína 1 asociada a la membrana lisosomal. Adecuado para la investigación de la biogénesis lisosomal, la autofagia y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP1/CD107a humano
Observaciones/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Especie	Humana
GeneID (humano)	3916
GeneID	3916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P11279
Peso molecular	38 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo