


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp1/Cd107A Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P11279

Número de artículo: CM0008904



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP1/CD107a humano.

Diseñado para citometría de flujo intracelular (FC intra) para detectar una glucoproteína de membrana lisosomal de 38-45 kDa implicada en la biogénesis de lisosomas y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LAMP1/CD107a humano
Observaciones/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso proteico	38kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo