


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp1/Cd107A Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P11279

Número de artículo: CM0008244



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP1/CD107a humano (SWISS: P11279) para citometría de flujo intracelular. Ideal para la investigación de la función lisosomal, la autofagia y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LAMP1/CD107a humano
Observaciones/alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Especie	Humano
GeneID	3916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso de la proteína	38 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo