

## Mab De Conejo Anti-Lamp2 Humano Para If/Icc Y Fc (Intracelular) - P13473

Número de artículo: CM0004520



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP2 humano conjugado con , validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo intracelular. Dirigido a la proteína de membrana lisosomal LAMP2 (CD107b) para investigación en autofagia, biogénesis de lisosomas y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-LAMP2 humano                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 3920                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de la LAMP2 humana (NP_002285.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | IF/ICC, FC (intra)                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | P13473                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 44kDa/45kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |