

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp2 Humano Para If/Icc Y Fc Intracelular - P13473

Número de artículo: CM0011700



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra LAMP2 humano (CD107b). Validado para IF/ICC y citometría de flujo intracelular.

Reacciona con muestras humanas. Se dirige a la glucoproteína 2 de membrana asociada a los lisosomas, implicada en la autofagia y la función lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP2 humano
Observaciones/Sinónimos	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humana
GeneID (humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13473
Peso de la proteína	44 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo