

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamp2 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P13473

Número de artículo: CM0010713



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP2 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudios de biogénesis de lisosomas, autofagia y autofagia mediada por chaperonas. Reactividad de especies: humano. SWISS: P13473.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LAMP2 humano
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de LAMP2 humano (NP_002285.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso proteico	44kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo