

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lifr/Cd118 Humano Para Fc - P42702

Número de artículo: CM0010701



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LIFR/CD118 humano, conjugado directamente con ABflo 647 para citometría de flujo (FC). Reconoce el LIFR humano, un receptor de membrana celular de ~124 kDa implicado en la señalización de citoquinas. Apto para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-LIFR/CD118 humano |
| Observaciones/Alias | SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R        |
| Especie             | Humano                               |
| ID del gen (Humano) | 3977                                 |
| ID del gen          | 3977                                 |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                |
| Origen              | Conejo                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales             |
| Aplicación          | FC                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                               |
| SWISS               | P42702                               |
| Peso de la proteína | 124kDa                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                       |