


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lilra2/Cd85H Humano Para If/Icc, Fc - Q8N149

Número de artículo: CM0008881



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LILRA2/CD85h humano (ILT1/LIR7). Validado para IF/ICC y citometría de flujo. Reacciona con humano. Ideal para investigaciones sobre inmunidad innata e infecciones microbianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LILRA2/CD85h humano
Observaciones/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Especie	Humano
ID de Gen	11027 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N149
Peso proteico	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo