

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Humano Para Fc - Q8Nhj6

Número de artículo: CM0012707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LILRB4/CD85k/ILT3 humano (Q8NHJ6). Diseñado para citometría de flujo, se dirige a un receptor inmunitario inhibidor involucrado en la tolerancia inmune y la regulación de los monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LILRB4/CD85k/ILT3 humano
Observaciones/Alias	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Especie	Humano
GeneID (humano)	11006
GeneID	11006
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NHJ6
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo