


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Megalina/Lrp2 Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P98164

Número de artículo: CM0008838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la megalina/LRP2 humana, conjugado con . Validado para citometría de flujo intracelular para estudiar este gran receptor endocítico en riñón, placenta y cerebro. SWISS: P98164.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano Megalina/LRP2 conjugado con
Observaciones/Alias	LRP2; DBS; GP330; Proteína relacionada con el receptor de LDL 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4446-4655 de la megalina/LRP2 humana (NP_004516.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P98164
Peso proteico	521kDa
Envío	Bolsa de hielo